

尺寸选择卡

GORE® VIABAHN® VBX

球囊扩张血管内覆膜支架



Together, improving life



支架尺寸选择

导引鞘 (Fr)

支架标示/ 标称直径 (mm)	未释放状态支架长度						后扩张 最大支架直径 (mm)*
	15 mm	19 mm	29 mm	39 mm	59 mm	79 mm	
5	7	7	7	7	7	7	8
6	7	7	7	7	7	7	8
7	7	7	7	7	7	7	11
8	—	—	7	7	7	8	11
8 L	—	—	7	7	8	8	16 [†]
9	—	—	8	8	8	8	13
10	—	—	8	8	8	8	13
11	—	—	8	8	8	8	16 [†]

所有型号均系适配 0.035" 导丝，长度为 135 cm 的输送系统。

* 将支架后扩张至超出其标称释放直径所需的二级球囊（包装内不包含二级球囊）。

† 器械的技术限值。扩张超过 13 mm 即超出标示范围 — 请参阅使用说明。

请参阅 *使用说明*，以获取该产品销售市场的所有适用的适应症、警告、注意事项和禁忌症的完整说明。Rx Only
所列产品可能并非在所有市场中都有销售。

GORE、*Together, improving life*、VBX、VIABAHN 及设计图案是 W. L. Gore & Associates, Inc. 的商标。
© 2022 W. L. Gore & Associates, Inc. 22501402-SZ 2022 年 3 月

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Asia Pacific +65 67332882
Australia/New Zealand 1800 680 424 **Europe** 00800 6334 4673
United States Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

