


ゴア® バイアバーン® VBX
バルーン拡張型 スtentグラフト

GORE® VIABAHN® VBX
Balloon Expandable Endoprosthesis

NOW
6Fr~
compatible



VBX スtentグラフト 規格表

Together, improving life



ゴア® バイアバーン® VBX バルーン拡張型ステントグラフト 規格表

品番	ステントグラフト 径 (mm) *	ステントグラフト 最大拡張径 (mm) †	装填時ステント グラフト長 (mm) *	イントロデューサ サイズ (Fr)	適合ガイドワイヤー 径 (inch)
カテーテル有効長 80 cm					
BXA067901J [‡]	6	8	79	7	0.035
BXA072901J [‡]	7	11	29	7	0.035
BXA073901J	7	11	39	7	0.035
BXA075901J	7	11	59	7	0.035
BXA077901J	7	11	79	7	0.035
BXA082901J	8	11	29	7	0.035
BXA083901J	8	11	39	7	0.035
BXA085901J	8	11	59	7	0.035
BXAL085901J [‡]	8L	16	59	8	0.035
BXAL087901J	8L	16	79	8	0.035
BXA112901J [‡]	11	16	29	8	0.035
BXA113901J	11	16	39	8	0.035
BXA115901J	11	16	59	8	0.035
BXA117901J	11	16	79	8	0.035
カテーテル有効長 135 cm					
BXA052902J [‡]	5	8	29	7	0.035
BXA053902J [‡]	5	8	39	7	0.035
BXA055902J [‡]	5	8	59	7	0.035
BXA062902J [‡]	6	8	29	7	0.035
BXA063902J [‡]	6	8	39	7	0.035
BXA065902J [‡]	6	8	59	7	0.035
BXA072902J [‡]	7	11	29	7	0.035
BXA073902J [‡]	7	11	39	7	0.035
BXA075902J [‡]	7	11	59	7	0.035
BXA082902J [‡]	8	11	29	7	0.035
BXA083902J [‡]	8	11	39	7	0.035
BXA085902J [‡]	8	11	59	7	0.035
BXAL085902J [‡]	8L	16	59	8	0.035
BXAL087902J [‡]	8L	16	79	8	0.035

* 公称値

† ステントグラフト径を超えて追加拡張する際に追加のバルーンカテーテルが必要になります。(本製品に追加のバルーンカテーテルは含まれていません。)

‡ 特注品番です。在庫をご確認の上、ご注文下さい。

ゴア® バイアバーン® VBX バルーン拡張型ステントグラフト (ロープロファイルVBXデリバリーシステム)

規格表

品番	ステントグラフト 径 (mm) *	ステントグラフト 最大拡張径 (mm) †	装填時ステント グラフト長 (mm) *	イントロデューサ サイズ (Fr)	適合ガイドワイヤー 径 (inch)
カテーテル有効長 80 cm					
BXB072901J	7	11	29	6	0.035
BXB073901J	7	11	39	6	0.035
BXB075901J	7	11	59	6	0.035
BXB077901J	7	11	79	6	0.035
BXBL085901J ‡	8L	16	59	8	0.035
BXBL087901J ‡	8L	16	79	8	0.035
BXB092901J	9	13	29	7	0.035
BXB093901J	9	13	39	7	0.035
BXB095901J	9	13	59	7	0.035
BXB097901J	9	13	79	7	0.035
カテーテル有効長 135 cm					
BXB052902J ‡	5	8	29	6	0.035
BXB053902J ‡	5	8	39	6	0.035
BXB055902J ‡	5	8	59	6	0.035
BXB057902J ‡	5	8	79	6	0.035
BXB062902J ‡	6	8	29	6	0.035
BXB063902J ‡	6	8	39	6	0.035
BXB065902J ‡	6	8	59	6	0.035
BXB067902J ‡	6	8	79	6	0.035
BXB072902J	7	11	29	6	0.035
BXB073902J	7	11	39	6	0.035
BXB075902J	7	11	59	6	0.035
BXB077902J	7	11	79	6	0.035
BXB082902J ‡	8	11	29	7	0.035
BXB083902J ‡	8	11	39	7	0.035
BXB085902J ‡	8	11	59	7	0.035
BXB087902J ‡	8	11	79	7	0.035
BXBL085902J ‡	8L	16	59	8	0.035
BXBL087902J ‡	8L	16	79	8	0.035
BXB092902J ‡	9	13	29	7	0.035
BXB093902J ‡	9	13	39	7	0.035
BXB095902J ‡	9	13	59	7	0.035
BXB097902J ‡	9	13	79	7	0.035

* 公称値

† ステントグラフト径を超えて追加拡張する際に追加のバルーンカテーテルが必要になります。(本製品に追加のバルーンカテーテルは含まれていません。)

‡ 特注品番です。在庫をご確認の上、ご注文下さい。

11 mm径を除くBXAで始まる品番は順次、販売終了予定です。
BxBで始まる品番(ロープロファイルVBXデリバリーシステム)は順次、発売いたします。
在庫が安定するまでに一定の時間がかかることが想定されます。予めご了承ください。
詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

販売名: ゴア® バイアバーン® VBX バルーン拡張型ステントグラフト 承認番号: 22900BZX00309000 一般的名称: ヘパリン使用中心循環系ステントグラフト
ゴア、GORE、*Together, improving life.*、バイアバーン、バイビーエックス、VBX、VIABAHN および記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
© 2024 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 241377072-JA MARCH 2024

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

