

ゴア® エクスcluder® IBE

**GORE® EXCLUDER®**

Iliac Branch Endoprosthesis


PRESERVE FLOW.  
ADVANCE CARE.



*Together, improving life*



ゴア® エクスルーダー® IBEは内腸骨動脈と外腸骨動脈への血流を温存することができる腸骨動脈用分岐型ステントグラフトです。



本製品臨床使用1例目：治療前（左）および治療5年後（右）  
 画像提供：Brian Peterson 医師、聖アンソニーメディカルセンター（ミズーリ州セントルイス）

## U.S. IDE 臨床試験 5-year data

0%

腎筋跛行\*

0%

新たな性機能障害の発生率

98.3%

総腸骨動脈瘤の拡大(≥ 5 mm)回避率

100%

開存率—外腸骨動脈

95.1%

開存率—内腸骨動脈

\* IBEで処置された側

### ゴア® エクスルーダー® IBE

#### イリアックブランチ・コンポーネント

品番	対象外腸骨動脈内径 (mm)	ステントグラフト末梢側直径 (mm)	デバイス全長 (cm)	推奨シースサイズ (Fr)
CEB231010A	6.5–9	10	10	16
CEB231210A	10–11	12	10	16
CEB231410A	12–13.5	14.5	10	16

#### インターナルイリアック・コンポーネント

品番	対象内腸骨動脈内径 (mm)	ステントグラフト末梢側直径 (mm)	ステントグラフト長 (cm)	推奨シースサイズ (Fr × cm)
HGB161007A	6.5–9	10	7	12 × 45
HGB161207A	10–11	12	7	12 × 45
HGB161407A	12–13.5	14.5	7	12 × 45

販売名：エクスルーダー®Y字型ステントグラフトシステム 承認番号：21900BZY00011000 一般的名称：大動脈用ステントグラフト  
 ゴア、GORE、Together, improving life、アイビーイー、エクスルーダー、EXCLUDER、IBEおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。  
 © 2023 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 231073421-JA JULY 2023

「添文ナビ」アプリで  
 電子添付文書を  
 ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**  
 メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル  
 T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

