

ゴア®ドライシール フレックス
イントロデューサシース

GORE® DRYSEAL Flex
Introducer Sheath



Special
announcement

2024年6月 新償還価格へ

TAVRに65 cmシースという
選択肢を



ゴア®ドライシール フレックス イントロデューサシースは、
厚生労働省告示第61号（令和6年3月5日付）において償還価格が改定されました。

■ 旧（2024/5/31まで）

機能区分名称	償還価格
001血管造影用シースイントロデューサーセット (4)大動脈用ステントグラフト用 ②特殊型 ア 65 cm未満	29,900円
001血管造影用シースイントロデューサーセット (4)大動脈用ステントグラフト用 ②特殊型 イ 65 cm以上	29,900円

■ 新（2024/6/1から）

機能区分名称	償還価格
001血管造影用シースイントロデューサーセット (4)心腔内及び大動脈デバイス用 ②特殊型 ア 65 cm未満	65,900円
001血管造影用シースイントロデューサーセット (4)心腔内及び大動脈デバイス用 ②特殊型 イ 65 cm以上	84,800円

償還価格改定について

供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料の償還価格見直し制度において、代替するものがなく、関連学会からの要望に基づき償還価格の見直しが実施されることとなりました。


Together, improving life



ゴア® ドライシール フレックス イントロデューサースのの特長



- 失血を抑えたまま、複数本のガイドワイヤーやカテーテルを挿入することが可能です。
- 止血状態を維持するために、手技中にバルブを操作する必要がありません。
- 柔軟性と抗キンク性の向上を意図したデザインです。
- 親水性コーティングによりシースの潤滑性を有します。



品番	シースサイズ* (Fr)	外径*,† (mm)	有効長* (cm)	作業長* (cm)	親水性 コーティング長* (cm)	ダイレータ長* (cm)
DSF1033†	10	4.0	32	33	28.6	42.4
DSF1045†	10	4.0	44	45	40	54.4
DSF1233	12	4.7	32	33	28.6	42.9
DSF1245	12	4.7	44	45	40	55.1
DSF1433	14	5.3	32	33	28.6	43.7
DSF1633	16	6.1	32	33	28.6	44.2
DSF1833	18	6.7	32	33	28.6	45.0
DSF2033	20	7.5	32	33	28.6	45.5
DSF2233	22	8.2	32	33	28.6	46.2
DSF2433	24	8.8	32	33	28.6	46.7
DSF2633	26	9.5	32	33	28.6	47.5
DSF1065†	10	4.0	64	65	60	74.4
DSF1265†	12	4.7	64	65	60	74.9
DSF1465†	14	5.3	64	65	60	75.7
DSF1665†	16	6.1	64	65	60	76.2
DSF1865†	18	6.7	64	65	60	77
DSF2065†	20	7.5	64	65	60	77.5
DSF2265†	22	8.2	64	65	60	78
DSF2465†	24	8.8	64	65	60	78.7
DSF2665†	26	9.5	64	65	60	79.5

* 公称値 † 有効長部の径を示す ‡ 特注品番：詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

販売名：ゴア®ドライシール フレックス イントロデューサース 承認番号：22800BZX00461000 一般名称：心臓用カテーテルイントロデューサキット
 ゴア、GORE、Together, improving life および記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
 © 2024 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 24V53003-JA01 JULY 2024

「添ナビ」アプリで
電子添文を
ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

