

ゴア® カーディオフォーム セプタルオクルーダー

GORE® CARDIOFORM
Septal Occluder



規格一覧

| 品番 | デバイスサイズ (最大ディスク外径) | カテーテルサイズ* | 推奨される最大欠損孔の大きさ† |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|
| GSX0020J‡ | 20 mm | 10 Fr | 11 mm |
| GSX0025J | 25 mm | 10 Fr | 14 mm |
| GSX0030J | 30 mm | 10 Fr | 17 mm |

すべてのカテーテル有効長は 75 cm です。

* ガイドワイヤーを使用する場合は12 Frのイントロデューサシース

† サイジングバルーンによるストップフロー法で測定

‡ 特注品番：詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

販売名:ゴア® カーディオフォーム セプタルオクルーダー 承認番号: 30400BZX00110000 一般名称:人工心膜用補綴材
ゴア、GORE、カーディオフォーム、CARDIOFORM および記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associates の商標です。
© 2024 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 24CR3011-JA02 AUGUST 2024

「添文ナビ」アプリで
電子添文を
ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

