

As contralaterais mais preferidas* — Novos tamanhos e maiores



PERFORMANCE by design

Nenhum dispositivo trata uma variedade tão ampla de diâmetros da artéria ilíaca

- Expande o intervalo do diâmetro de tratamento ilíaco de 8 mm a 25 mm
 - A extremidade contralateral de 23 mm trata diâmetros ilíacos de 18,5 mm a 21,5 mm
 - A extremidade contralateral de 27 mm trata diâmetros ilíacos de 21,5 mm a 25 mm
- Bainha introdutora compatível a 14–15 Fr
- Disponível em comprimentos de 10 cm, 12 cm e 14 cm
- O mesmo sobredimensionamento recomendado para o vaso ilíaco de 7% a 25% e sistema de entrega com comprimento de trabalho de 58 cm

GORE

EXCLUDER®

AAA ENDOPROSTHESIS

* Com base nas vendas totais de dispositivos, de acordo com os dados da IMS dos EUA.

— Sistema de entrega GORE® C3®

— Endoprótese torácica conformável GORE® TAG®

— Bainha GORE® DrySeal Cateter de balão GORE® Tri-Lobe

Novas contralaterais de 23 mm e 27 mm
AGORA DISPONÍVEL

Tamanhos da contralateral e da extensão ilíaca da endoprótese AAA GORE® EXCLUDER®

Contralateral da endoprótese de diâmetro grande*

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERNO ILÍACO PRETENDIDO (mm)	DIÂMETRO DA ENDOPRÓTESE (mm)	COMPRIMENTO DA ENDOPRÓTESE (cm)	TAMANHO RECOMENDADO DA BAINHA (Fr)
PLC161000	13,5–14,5	16	9,5	12
PLC161200	13,5–14,5	16	11,5	12
PLC161400	13,5–14,5	16	13,5	12
PLC181000	14,5–16,5	18	9,5	12
PLC181200	14,5–16,5	18	11,5	12
PLC181400	14,5–16,5	18	13,5	12
PLC201000	16,5–18,5	20	9,5	12
PLC201200	16,5–18,5	20	11,5	12
PLC201400	16,5–18,5	20	13,5	12
PLC231000	18,5–21,5	23	10	14
PLC231200	18,5–21,5	23	12	14
PLC231400	18,5–21,5	23	14	14
PLC271000	21,5–25,0	27	10	15
PLC271200	21,5–25,0	27	12	15
PLC271400	21,5–25,0	27	14	15

Extensão ilíaca da endoprótese

PXL161007	8–9	10	7	12
PXL161207	10–11	12	7	12
PXL161407	12–13,5	14,5	7	12

* ATENÇÃO: Todas as extremidades contralaterais das endopróteses com diâmetros grandes (16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 27 mm) podem ser utilizadas como extensões ilíacas.



W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asia Pacific)

00800.6334.4673 (Europe)

800.437.8181 (United States)

928.779.2771 (United States)

goremedical.com